


Indikation:

Kan användas som fixeringsförband, under gips och skenor samt för dermatologiskt bruk. Särskilt lämplig över leder, amputationer och svårbandagerade områden. Används endast på intakt hud.

Tubförband, double stretch

MEDIPLAST kan erbjuda Er **DANAFast Double Stretch**, ett tubformat elastiskt förband som stretchar både på längden och bredden och är därmed lätt att applicera. Klippas i valfri längd och kan appliceras enkelt eller dubbelt, ingen extra fixering krävs. Bra luftgenomsläpplighet. Färgkodad med invävd linje vilket underlättar storleksval.

Viskos, Polyamid, Elastan

Längd: 10 meter osträckt längd

Artikelnr.	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
6050761	RÖD = >3,5 cm, små armar och ben	1	35
6050762	GRÖN = >5,5 cm, fot, hand, ordinära armar, små ben	1	28
6050763	BLÅ = >8 cm, ordinära ben, större arm, lår	1	20
6050764	GUL = >12 cm, små kroppar, kraftiga lår	1	14
6050765	BEIGE = >18 cm, kropp vuxen	1	7
6050766	LILA = >20 cm, stor kropp	1	7

Made in Denmark

Avd.förp = min.kvant/best

DANAFast Double Stretch:

Viskos, Polyamid, Elastan

Längd: 1 meter osträckt längd

1-st förpackad

Artikelnr.	Beskrivning	Avd.frp	Trp.frp
6050771	RÖD = >3,5 cm, små armar och ben	72	576
6050772	GRÖN = >5,5 cm, fot, hand, ordinära armar, små ben	72	576
6050773	BLÅ = >8 cm, ordinära ben, större arm, lår	72	432
6050774	GUL = >12 cm, små kroppar, kraftiga lår	36	288
6050775	BEIGE = >18 cm, kropp vuxen	36	144
6050776	LILA = >20 cm, stor kropp	36	144

Made in Denmark

Avd.förp = min.kvant/best