




Imuletkut Mediplast

- Kattava valikoima erikokoisia imuletkuja. Korkealaatuiset letkut ovat pehmeitä ja säilyttävät muotonsa taantumatta ja litistymättä (vacuum).
- Letkuja on saatavana PVC-vapaina tai PVC:nä pehmentimellä.
- Saatavissa erilaisissa pakkauksissa:
Imuletku - Steriili, kaksoispakattu repäisypakkaus
Imuletku - Tehdaspuhdas repäisypakkaus
Rullaletku – Tehdaspuhdas
- Vakio, imuletku: EN10079-3:2014
Vakio, kaksoisletku: EN13544-2:2002 + A1:2009
- Valmistaja: Mediplast AB / www.medioplast.com
** Mediplast Srl / www.medioplast.com/it

Kulj.pakk = pienin toim.erä

Imuletku, standardi, kuvioitu letku


Letkut pakataan ensin pussiin, sitten repäisyypakkaukseen steriilin käsittelyn mahdollistamiseksi. Letkun pinta on raidoitettu, mikä auttaa sitä kestävämpään voimakkaan vakuumin. Ne ovat läpinäkyviä, sisältöä on helppo tarkkailla.

PVC DOTP/DEHT (ftalaatiton) tai DINP pehmentimellä

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Materiaali	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6099900 6099901 6099903 6099905		200 cm 75 cm 250 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 50 50 40
6099954		300 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	75	30	EO	40
6099910 6099915		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 40
6099920 6099921 6099925		200 cm 200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Tehdas- puhdas EO	50 50 40
6099930		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099940		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099942		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Tehdas- puhdas	50
6099956 6099957		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO Tehdas- puhdas	50
6099959		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50
6099063 6099064				K-resin	75	25	EO Tehdas- puhdas	400 200*/3000

*Os.pakk = pienin toim.erä

PVC:tön

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6088800 6088805		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50 40
6088810		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO	50
6088850 6088851		200 cm	5,6 / 8,2	75	25	EO Tehdas- puhdas	50

Kulj.pakk = pienin toim.erä



Imuletku, vakio, kuvioitu letku – ftalaatiton PVC

Toinen pää on kupla (liittimetön SH/UH 7,5/10 mm) ja toisessa päässä on erikoisliitin, ilman tai imunsäätelijän kanssa.

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Materiaali	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.p akk
6099979		350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	40
6099980		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Tehdas- puhdas	50
6099982		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Tehdas- puhdas	50
6099985		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	Tehdas- puhdas	50

Imuletku, KNK, pehmeä letku – PVC DOTP/DEHT (ftalaatiton) tai DINP pehmentimellä

Tarjoamme valikoiman steriilejä letkuja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi KNK-alueella. Letkuissa on erikoismuotoillut liittimet jotka sopivat bronko/esofagoskopiaan, nenä- ja korvaimuihin. Letkut ovat pehmeämpiä, niissä on matalampi Shore (kovuus).

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Materiaali	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.p akk
** 6066152100 6066153510		200 cm 350 cm	7 / 10	PVC DOTP/DEHT	73 - 75	30	EO	50 40
6099990 6099992		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40
6099977 6099978		200 cm 350 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	75	25	EO	50 40
6099996		350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	40
6099987		200 cm	5,6 / 8,2	PVC DOTP/DEHT	60 - 63	25	EO	50
6099998 6099999		200 cm 350 cm	6 / 8	PVC DINP	60 - 63	25	EO	50 40

Kulj.pakk = pienin toim.erä

Abortti-imuletku 360° pyörivällä kädensijalla, DEHP:tön PVC

Korkeavirtausletku joka sopii kaikkiin kertakäyttökyretteihin.

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6070002		200 cm	9,6 / 14,5	75	45	EO	15

Kuplaletku rullassa, pehmeä letku, PVC ATBC pehmentimellä

Tämä epästeriili kuplaletku toimitetaan rullassa. Se on tehdaspuhdas ja pakattu kätevään jakelupakkaukseen. Letku voidaan leikata haluttuun pituuteen. Letkussa on kuplia (tai laajennuksia) 90 cm:n välein. Jos letku katkaistaan kuplan kohdalta, saadaan samalla liitin jossa on hieman suurempi halkaisija kuin letkussa muualla.

Tuotenro	Yhdistäjä	Pituus	SH / UH mm	Väri	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6099970-1	—	30 m	3/5 - 8/10	Vihreä	15	Tehdas-puhdas	1*/5
6099975-1	—	30 m	3/5 - 8/10	Transparent	15	Tehdas-puhdas	1*/5
6099973-1			5/7 - 10/12		21		
6099976-1			7/10 - 11/14		30		

*Os.pakk = pienin toim.erä

Kuplaletku, leikattu 180 cm:n pituiseksi, kuplat molemmissa päissä, PVC ATBC pehmentimellä, pehmeä letku

Tuotenro	Väri	Pituus	SH / UH mm	Kovuus	Ch	Sterilointi	Os/kulj.pakk
6099960-1	Vihreä	180 cm	3/5-8/10	68 - 70	15	Tehdas-puhdas	50
6099966-1	Transparent		5/7-10/12		30		

Kulj.pakk = pienin toim.erä