


Sterion® Suture booties



- Skyddar, håller och lokaliserar suturer
- Suturebooties är placerad på en dyna för snabb och enkel hantering
- Röntgentät
- Steril, latexfri engångsprodukt

Artikelnr.	Beskrivning	Färg	Antal/bricka	Minsta beställningsvolym
05-1-003	Standard	Gul	10 st	50 st
05-1-011	Standard	Röd	10 st	50 st
05-1-015	Standard	Bland	10 st	50 st
05-1-004	Stor	Rosa	5 st	50 st
05-3-003	Standard	Gul	6 st	30 st
05-2-003	Standard	Gul	4 st	20 st

Material: Skumblock av polyurethan
Boots av PVC, mjukgörare DEHP

MDD klass IIa