



danumed® Enteraaliset ruiskut, potilaskohtaiseen käyttöön

danumed® Enteraaliset ruiskut, potilaskohtainen, ENFit®-naarasliitin DIN EN ISO 80369-3:n mukaisesti.

Enteraalisen ravinnon, lääkkeiden ja nesteiden antoon, paineen alentamiseen sekä huuhteluun.

Laaja valikoima kokovaihtoehtoja turvalliseen käyttöön vastasyntyneillä, lapsilla ja aikuisilla.

Kustannustehokas ratkaisu jopa 14 päivää kestävään kotikäyttöön.



MUKAVUUS

Miellyttävä käsitellä

- Pestävä ja uudelleenkäytettävä enintään 14 päivän ajan
- Läpinäkyvä ruiskusylinteri sisällön tarkastelua varten
- Tarkka, pyyhkimistä kestävä asteikko
- Turvallisuutta lisäävä tarttumapinta
- Mäntä liikkuu tasaisesti
- Turvapäytys estää männän irrottamisen vahingossa

TURVALLISUUS

Erinomaista turvallisuutta potilaalle

- ENFit®-yhdistäjä vähentämään letkun väärin yhdistämisen riskiä
- "Low-dose" kärki 1 ml ja 3 ml ruiskuissa.
- Korkealaatuinen bioyhteensopiva materiaali, joka on lateksiton, PVC-, DEHP- ja BPA-vapaa
- Suuri mittaustarkkuus



danumed® Ruiskun korkit

Yksi koko sopii kaikkiin: Yleiskäyttöinen ruiskun korkki kaikenkokoisiin danumed® Enteraalisiin ruiskuihin



danumed® Enteraaliset ruiskut, potilaskohtainen, steriilisti yksittäispakattu, saatavana 1, 3, 5, 10, 20 ja 60 ml:n vakiokokoina. Muut koot tilauksesta.

Turvalliset tuotteet seuraavien standardien mukaisesti: ISO 80369-3 / ISO 7886 / ISO 20695

danumed® Enteraaliset ruiskut, potilaskohtaiseen käyttöön

REF	Tuotteen kuvaus	Koko	Kpl/ myyntiyksikkö	lateksiton	PVC- vapaa	DEHP- vapaa	BPA- vapaa
DA 1022 0110	danumed® Enteraalinen ruisku, potilaskohtainen, keskitetty ENFit®- kärki, "low-dose"	1 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 0310	danumed® Enteraalinen ruisku, potilaskohtainen, keskitetty ENFit®- kärki, "low-dose"	3 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 0500	danumed® Enteraalinen ruisku, potilaskohtainen, keskitetty ENFit®- kärki	5 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 1000	danumed® Enteraalinen ruisku, potilaskohtainen, keskitetty ENFit®- kärki	10 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 2000	danumed® Enteraalinen ruisku, potilaskohtainen, keskitetty ENFit®- kärki	20 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 6001	danumed® Enteraalinen ruisku, potilaskohtainen, keskitetty ENFit®- kärki sivulla	60 ml	50	•	•	•	•

Kaikki tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja yksittäin steriilisti pakattuja. Muut koot tilauksesta.

danumed® Ruiskun korkit

REF	Tuotteen kuvaus	Koko/ pituus	Kpl/ myyntiyksikkö	lateksiton	PVC- vapaa	DEHP- vapaa	BPA- vapaa
DA 1021 0055	danumed® Ruiskukorkit enteraalisille ENFit®-ruiskuille	Yksi koko	100	•	•	•	•

Kaikki tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja yksittäin steriilisti pakattuja.

Lisätuotteet danumed® Enteraaliset ruiskut:



danumed®
Ruiskun korkit



danumed® Ravintoletkut
gastrostomianappiin



danuButton®
Gastrostomianappi

Jälleenmyyjä:

MEDI PLAST

Medioplast Fenno Oy

PL 153, 01531 Vantaa

Puh: 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com

www.mediplast.com

danumed Medizintechnik GmbH – Yksilölliset ratkaisut ovat standardimme.

Olemme saksalainen, asiakaslähtöinen ja innovatiivinen lääketieteellinen teknologiayritys korkeilla laatuvaatimuksilla sekä monen vuoden kokemuksella enteraalisesta ravitsemuksesta. Vastaamme myös asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin joustavasti ja luotettavasti. Henkilökohtainen, asiantunteva, yhteistyökykyinen.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Saksa
Puhelin +49 (0) 941/ 890 588-80 • Faksi +49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com



INNOVATORS IN ENTERAL CARE