



danumed® enterale sprøjter, til single-patient use

danumed® Enterale sprøjter, Single-Patient Use, med ENFit®-hun konnektorer i henhold til DIN EN ISO 80369-3

Til indgivelse af enteral ernæring, medicin, væsker, skylning, samt til dekompression

Bredt udvalg af størrelser til sikker brug til nyfødte, børn og voksne.

Omkostningseffektiv løsning med anvendelse i op til 14 dage ved hjemmebrug



KOMFORT

Komfortabel håndtering for brugeren

- Kan vaskes og genanvendes i op til 14 dage
- Gennemsigtig sprøjtecylinder til at se indholdet
- Præcist aflæselig og aftørringssikker gradering
- Sikker greb med riflet grebsplade
- Jævn bevægelse af stemplet
- Mærkbart sikkerhedsstop for at forhindre utilsigtet fjernelse af stemplet

danumed® lukkeprop

One size passer til alle:
Universel lukkeprop til
alle størrelser af danumed®
enterale sprøjter



SIKKERHED

Stor sikkerhed for patienten

- ENFit® kobling reducerer risikoen for fejkobling
- "Low-dose" tip i 1 ml og 3 ml sprøjter
- Biokompatibelt materiale af høj kvalitet, der er fri for latex, PVC, DEHP og BPA
- Valideret gradering for præcis målenøjagtighed



danumed® enterale sprøjter til engangsbrug er individuelt sterilt emballerede og fås i standardstørrelser på 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml og 100 ml. Andre størrelser kan fås efter anmodning.

Sikre produkter i henhold til standarderne:
ISO 80369-3, ISO 7886-1, ISO 20695

danumed® Enterale sprøjter, Single-Patient Use

REF	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antal/ salgsenhed	latexfri	PVC-fri	DEHP-fri	BPA-fri
DA 1022 0110	danumed® enteral sprøjte, til single-patient use, med centrisk spids, "low-dose" tip og ENFit®	1 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 0310	danumed® enteral sprøjte, til single-patient use, med centrisk spids, "low-dose" tip og ENFit®	3 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 0500	danumed® enteral sprøjte, til single-patient use, med centrisk spids og ENFit®	5 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 1000	danumed® enteral sprøjte, til single-patient use, med centrisk spids og ENFit®	10 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 2000	danumed® enteral sprøjte, til single-patient use, med centrisk spids og ENFit®	20 ml	100	•	•	•	•
DA 1022 6001	danumed® enteral sprøjte, til single-patient use, med excentrisk spids og ENFit®	60 ml	50	•	•	•	•

Alle produkter er genanvendelige og individuelt sterilt emballerede. Yderligere størrelser kan fås efter anmodning.

danumed® lukkeprop til enterale sprøjte

REF	Produktbeskrivelse	Størrelse / længde	Antal/ salgsenhed	latexfri	PVC-fri	DEHP-fri	BPA-fri
DA 1021 0055	danumed® lukkeprop til ernæringssprøjter, ENFit®	one size	100	•	•	•	•

Alle produkter er engangsprodukter og individuelt sterilt emballeret.

Relaterede produkter til danumed® Enterale sprøjter, til single-patient use:



danumed®
lukkeprop



danumed® Forlængersæt
til knapsonde



danuButton®
Gastrostomi knapsonde

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S
Marielundvej 46E, 2730 Herlev
T 43 44 40 00
info.dk@mediplast.com
www.mediplast.com

danumed Medizintechnik GmbH –
Individuelle løsninger er vores standard.

Vi er en innovativ, tysk medicoteknisk virksomhed med de højeste kvalitetsstandards, mange års ekspertise inden for enteral ernæring og et klart kundefokus. Vi opfylder også individuelle kundeønsker med fleksibilitet og pålidelighed. Personligt, kompetent, samarbejdsorienteret.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com



INNOVATORS IN ENTERAL CARE