

Forskudt ventilationsport til optimal manøvrering af endoskopet

Ventilation under endoskopiske procedurer

Slutter meget tæt for effektiv ventilation



Endoskopimaske

Den ideelle kombination af ventilation og endoskopi

/ Endoskopimaske

Endoskopimasken tillader endoskopi og samtidig ventilation under fiberoptisk intubation, bronkoskopi, gastroskopi eller transesophageal ekkokardiografi. En speciel membran forhindrer luftlækage under hele proceduren og giver en tætsluttende maske på patientens ansigt under indsættelse af endoskop eller trachealtube. Det er især gavnligt for patientens komfort og lægens arbejdskvalitet under vågne procedurer.

Bestillings-
information

Endoskopimaske / Til engangsbrug, materiale: PVC

Str.	Membran	Art.nr.	Æske
0	2.0 mm I.D.	3040000	6
1	2.0 mm I.D.	3040111	6
3	3.0 mm I.D.	3040333	6
3	5.0 mm I.D.	3040335	6
5	5.0 mm I.D.	3040555	6
5	10.0 mm I.D.	3040777	6

Membran / Til engangsbrug, materiale: Silikone

Hulstr.	Art.nr.	Æske
2.0 mm I.D.	3040121	5
3.0 mm I.D.	3040123	5
5.0 mm I.D.	3040125	5
10.0 mm I.D.	3040127	5

Fikseringsbånd / Til engangsbrug, materiale: Isopren

Patient	Art.nr.	Æske
Voksen	3530255	10



Fikseringsbånd / Til engangsbrug, materiale: Silikone

Patient	Art.nr.	Æske
Barn	3570155	10
Voksen	3570255	10



Fiskeringsring / Passer til endoskopimasker, til engangsbrug, materiale: PA

Art.nr.	Æske
3040266	10



Yderligere
information



Video

/ Bronkoskopi Airway

Den store lumen fungerer som guide for bronkoskopet og trachealtuben. Længden er designet til at forme en "vej", som fører til glottis. Airway har en sideåbning til nem fjernelse efter intubation. Den eksterne bideblok beskytter bronkoskopet.

Bestillings-
information

Bronkoskopi Airway med indbygget bideblok / Til engangsbrug, steril, materiale: EVA

Str.	Længde	Art.nr.	Æske
0	36 mm	30404001	10
2	65 mm	30404201	10
4	85 mm	30404401	10



Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com

The medical devices in this advertising material are manufactured without the use of natural rubber latex, unless otherwise specified.
The medical devices in this advertising material do not contain phthalates which require labelling according to CLP Regulation (EC) 1272/2008.

VBM Medizintechnik GmbH

Einsteinstrasse 1 / 72172 Sulz a. N. / Germany

Tel.: +49 7454 9596-0 / Fax: +49 7454 9596-33 / e-mail: sales@vbm-medical.de / www.vbm-medical.de

VBM Endoscopy Mask Sold by MP DK 20240123 rev 1.pdf

CE / CE 0123

PRO052_2.0_EN