

Narkosemasker, engangs

- Med oppustelig forseglingsmanchet for den bedste pasform
- Transparent narkosemaske til engangsbrug i syv forskellige størrelser med farvekodet ring/befæstning
- Kontraventil til at regulere luftmængden i forseglingen
- Maskerne passer til 15 mm eller 22 mm tilslutning, se specifikation
- Usterile

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014120	Neonatal, str. 0, med 15 mm YD, hvid	1/30	

Materiale: Maske: PC - luftpude: PVC (med DINP-blødgører) - farvekodet ring/befæstning: PE

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014121	Nyfødt, str. 1, med 15 mm YD, rosa	1/30	

Materiale: Maske: PC - luftpude: PVC (med DINP-blødgører) - farvekodet ring/befæstning: PE

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014122	Spædbarn, str. 2, med 22 mm ID, gul	1/30	

Materiale: Maske: PC - luftpude: PVC (med DINP-blødgører) - farvekodet ring/befæstning: PE

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014123	Barn, str. 3, med 22 mm ID, grøn	1/30	

Materiale: Maske: PC - luftpude: PVC (med DINP-blødgører) - farvekodet ring/befæstning: PE

Æske = min. kvant/best

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014124	Lille voksen, str. 4, med 22 mm ID, rød	1/30	

Materiale: Maske: PC - luftpude: PVC (med DINP-blødgører) - farvekodet ring/befæstning: PE

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014125	Voksen, str. 5, med 22 mm ID, blå	1/30	

Materiale: Maske: PC - luftpude: PVC (med DINP-blødgører) - farvekodet ring/befæstning: PE

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014126	Stor voksen, str. 6, med 22 mm ID, orange	1/30	

Materiale: Maske: PC - luftpude: PVC (med DINP-blødgører) - farvekodet ring/befæstning: PE

Æske = min. kvant/best