




Metalli-imu läpinäkyvällä kädensijalla

- Nenän kirurgisiin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin
- Läpinäkyvä kädensija, saatavana imunsäätelijällä tai ilman sitä
- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu
- Sterilointimenetelmä: EO
- Ruostumatonta terästä, kädensija PMMA:ta (pleksilasi)

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.Pakk
6066509120	2,0 x 110 mm	Imunsäätelijällä	25/375
6066509125	2,5 x 110 mm	Imunsäätelijällä	25/375
6066509130	3,0 x 110 mm	Imunsäätelijällä	25/375
6066509135	3,5 x 110 mm	Imunsäätelijällä	25/375
6066509020	2,0 x 110 mm, sivureijillä	Imunsäätelijällä	25/375
6066509025	2,5 x 110 mm, sivureijillä	Imunsäätelijällä	25/375
6066509030	3,0 x 110 mm, sivureijillä	Imunsäätelijällä	25/375
6066509035	3,5 x 110 mm, sivureijillä	Imunsäätelijällä	25/375
6066516120	2,0 x 150 mm	Imunsäätelijällä	25/375
6066516130	3,0 x 150 mm	Imunsäätelijällä	25/375
6066516140	4,0 x 150 mm	Imunsäätelijällä	25/375
6066516121	2,0 x 150 mm	Ilman imunsäätelijää	25/375
6066516131	3,0 x 150 mm	Ilman imunsäätelijää	25/375
6066516141	4,0 x 150 mm	Ilman imunsäätelijää	25/375

Os.pakk = pienin toimituserä