





Saksipinsetti

- Pestessä esim. haavoja
- Taitosten vaihdossa, kombinaatio pinsetistä ja puristimisesta
- Röntgenläpäisevä
- Lukittava
- Hygienisesti pakattu
- Materiaali: PP
- Valmistaja: Mediplast AB / www.mediplast.com



Huom! Steriloi ja säilytä aukinaisena



Tuotenro	Kuvaus	Os.pakk	Kulj.pakk
6070000013	Forcep	250	1000

Os.pakk = pienin toim.erä