



60Y-147T



60Y-280T

Skyllesæt

SKYLLESÆT MEDIPLAST

Til skylledrop til forskellige endoskopi undersøgelser. Med spike, blødt dråbekammer og rulleklemme. Universal kobling i silikone til tilslutning til instrumenter. Steril 1-stk. pk. Dobbelpakket (PE-pose + blisterpack)

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
60Y-280T	1 stk. phthalatfri PVC slange (UD 6,8 x ID 4,8 mm) Slangelængde: 280 cm - Total længde: 310 cm	10/20
60Y-190T	Slangelængde: 190 cm - Total længde: 210 cm	10/20

UROLOGISK SKYLLESÆT, 2 vejs for per- og postoperativt brug

Y-forgrening med 2 spikes til skylledroppet, rulleklemme og stort dråbekammer hvilket giver et flow med minimal risiko for luftbobler.

Integreret nippel til kateter tilslutning. Universal kobling i silikone eller vedlagt luer kobling til tilslutning til cystoskop.

Steril 1-stk. pk. Dobbelpakket (PE-pose + blisterpack)

Varenummer	Beskrivelse	Æske/Trsp.karton
60Y-147T	2-vejs, 2 spikes til 2 skylledropposer, luer-lock kobling, phthalatfri PVC slange (UD 6,8 x ID 4,8 mm) Slangelængde: 150 cm - Total længde: 210 cm	10/20
60Y-200T	Slangelængde: 200 cm - Total længde: 260 cm	10/20

Materiale: Phthalatfri PVC, blødgører TOTM / ABS / Silikone / PP / PE, Latex fri
Trsp.karton = mindste kvantitet/bestilling
Producent: Medioplast Srl / www.medioplast.com/it