



Metallsug med transparent håndtak type Bronkoskopi

- Bronkoskopi- og Esofagoskopisug for voksne og barn
- For rett/stiv skopi
- Engangssug i ulike lengder
- Håndtak med sugekontroll
- Steril enkeltpakket i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Produsert i samarbeide med leger fra klinikker i Skandinavia
- Medisinsk rustfritt stål, håndtak av PMMA (plexiglass)


Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
Med sugekontroll		
6061616270	2,0 x 270 mm – Black Tip med sidehull	10/90
6061616232VC	2,0 x 300 mm	10/90
6061616233VC	3,0 x 300 mm	10/90
6061616234VC	4,0 x 300 mm	10/90
6061616242VC	2,0 x 400 mm	10/120
6061616243VC	3,0 x 400 mm	10/120
6061616244VC	4,0 x 400 mm	10/120
6061616252VC	2,0 x 500 mm	10/120
6061616253VC	3,0 x 500 mm	10/120
6061616254VC	4,0 x 500 mm	10/120
6061616262VC	2,0 x 550 mm	10/120
6061616263VC	3,0 x 550 mm	10/120
6061616264VC	4,0 x 550 mm	10/120

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling



6061616270



Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com