

# KontiBa<sup>®</sup> SOFT Black Edition

Til kontinent stomi



**KontiBa<sup>®</sup>** bandage til dig der irrigerer eller har en kontinent stomi. Materialet er et luft- og lugttæt plastlaminat, der indeholder en superabsorbent.

Bandagens yderside er dækket af sort non-woven, og på bagsiden er der en hudvenlig, ekstra tynd og fleksibel hydrokolloid.

KontiBa<sup>®</sup> fås i tre størrelser med forskellig absorptionskapacitet. Vælg størrelsen efter stomiens størrelse og sekretion.

Varenr.	KontiBa <sup>®</sup> SOFT Black Edition	Absorbtion
<b>276020</b>	MINI, Ø 60 mm, Hulstørrelse 20 mm	5 ml
<b>277010</b>	MIDI, Ø 70 mm, Hulstørrelse 25 mm	10 ml
<b>278530</b>	MAXI, Ø 85 mm, Hulstørrelse 30 mm	40 ml

50 styk i hver pakning