

UroDrain™

Urostomi-/drenspose med tilbakeslagsventil



UroDrain™ er en tømbar urostomi-/drenspose med en myk tappe propp, og kan brukes både for urostomier og som en fistelbandasje.

Bandasjen har en tilbakeslagsventil som forhindrer tilbakeslag, og en myk og fleksibel hydrokolloid-plate for optimalt feste. Baksiden på bandasjen er dekket av et ikke-vevd lag, som føles mykt og fleksibelt mot huden. Fremsiden er gjennomsiktig. Bandasjene er gradert etter volumkapasitet.

UroDrain er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi med oppklippbar plate.

Art.nr.	Uro-/drenpose	Gradering
201784	MINI, hullstr. 3 mm, klippemal	25–50 ml
201783	MIDI, hullstr. 5 mm, klippemal	25-150 ml
201782	MAXI, hullst. 5 mm, klippemal	25-300 ml

20 stk. per pakke. Kobling til oppsamlingspose følger med.