



# danumed® GastroTube



**Optimerad  
Produktdesign**

## Gastrostomisond med retentionsballong för långvarig enteral nutrition

För överlägsen patientkomfort och användarvänlig:

- **Innovativ roterande ring ENSwivel®**, gör det möjligt att lätt, snabbt och bekvämt ansluta och lossa ENFit® kopplingar med enhandsfattning utan drag i slangarna. Låsmekanismen med optimerad design garanterar enkel, säker och tät anslutning till knappen.
- **90° danuPlate** – mjuk extern retentionsplatta med 90° vinkling för säker och diskret fixering.
- **danuClip** – slangklämma, förhindrar återflöde av näring/mageinnehåll\*.  
\*Finns som en separat produkt, se REF på baksidan.



**ENSwivel**



**90° danuPlate**



**danuClip\***

## KOMFORT

- Utmärkt patientkomfort tack vare det mjuka och flexibla silikonet.
- Roterande ring ENSwivel® på alla ENFit® kopplingar
- Designen och 90° danuPlate tillåter luften att cirkulera runt stomats omkringliggande vävnad
- danuClip – praktisk, enkel och snabb att använda\*
- Omfattande urval av storlekar från CH 12 till CH 24 för individuell och perfekt passform
- Ballongfyllningsventil med Luer-anslutning, med färgkodning enligt Fr-storlek
- Längdmarkering i cm längs slangen
- Visning av ballongvolymen på sonden
- Praktiska tillbehör i varje enskild förpackning: En förpackning med glidmedel för enkel insättning och en danumed® ballongspruta 10ml för att fylla retentionsballongen



## SÄKERHET

- Gastrisk ersättningssond tillverkad av högkvalitativt medicinskt silikon av hög kvalitet
- Fri från latex, PVC, DEHP och BPA
- Platt och rundad tipp för att minska risken för skada
- Inre retentionsballong med hög ballongstabilitet för långvarig användning, säker fixering och för att undvika läckage
- ENFit® kopplingar enligt EN ISO 80369-3 undviker felkopplingar av slangar med andra system
- Finns med ENFit® och Y-ENFit® kopplingar
- Radioopak remsa längs hela skaftet

## Enkel hantering och säker, diskret fixering av GastroTube med 90° danuPlate:



### danumed® GastroTubes med ENFit®, Y-ENFit®

Levereras i ett set med glidmedel och danumed® ballongspruta 10 ml.



| REF          | Produktbeskrivning                          | Storlek i Fr | Försäljningsenhet | Latexfri | PVC fri | DEHP fri | BPA fri |
|--------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------|----------|---------|----------|---------|
| DA 1044 0112 | danumed® GastroTube med ENFit®, ENSwivel®   | 12           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0114 | danumed® GastroTube med ENFit®, ENSwivel®   | 14           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0116 | danumed® GastroTube med ENFit®, ENSwivel®   | 16           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0118 | danumed® GastroTube med ENFit®, ENSwivel®   | 18           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0120 | danumed® GastroTube med ENFit®, ENSwivel®   | 20           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0122 | danumed® GastroTube med ENFit®, ENSwivel®   | 22           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0124 | danumed® GastroTube med ENFit®, ENSwivel®   | 24           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0212 | danumed® GastroTube med Y-ENFit®, ENSwivel® | 12           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0214 | danumed® GastroTube med Y-ENFit®, ENSwivel® | 14           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0216 | danumed® GastroTube med Y-ENFit®, ENSwivel® | 16           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0218 | danumed® GastroTube med Y-ENFit®, ENSwivel® | 18           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0220 | danumed® GastroTube med Y-ENFit®, ENSwivel® | 20           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0222 | danumed® GastroTube med Y-ENFit®, ENSwivel® | 22           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0224 | danumed® GastroTube med Y-ENFit®, ENSwivel® | 24           | 1 stycke          | ●        | ●       | ●        | ●       |
| DA 1044 0700 | danuClip Slangklämma                        | --           | 15 stycken        | ●        | ●       | ●        | ●       |

Varje danumed® GastroTube är individuellt sterilt förpackad. danumed® GastroTube levereras i en steril påse och dessutom med glidmedel och en steril danumed® ballongspruta 10 ml i varje enskild förpackning. 10 lådor i en transportkartong.

## Relaterade produkter till danumed® GastroTubes:



danumed® Enterala sprutor,  
Engångsbruk och  
Användning till en patient



danumed® Gravity Spike,  
Gravity Universal och  
Gravity Feedbag  
Gravitationsaggregat

### danumed Medizintechnik GmbH – Individuella lösningar är vår standard.

Vi är ett innovativt, tyskt medicintekniskt företag med högsta kvalitetskrav, mångårig expertis inom enteral nutrition och tydligt kundfokus. Med flexibilitet och tillförlitlighet uppfyller vi även individuella kundönskemål. Personligt, kompetent och samarbetsvilligt.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Tyskland  
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com

#### Återförsäljare:

**MEDI PLAST**

Medioplast AB  
Box 1004, 212 10 Malmö  
T 020-78 80 35  
info.se@mediplast.com  
www.mediplast.com

