

SnapOn™ Hudskyddsplatta

med krage



Lyftbar färstring

SnapOn™ Hudskyddsplatta till ett 2-dels system (SnapOn™ KoloBa™; SnapOn™ IloBa® och SnapOn™ UroBa®). SnapOn™ Hudskyddsplatta är en tvålayershäfta, dvs har en kombination av två fästande hydrokolloider med olika egenskaper. Hydrokolloiden närmast stomin (den mörkare) är formbar, har hög absorption och sväller så att tätningen runt stomin blir ännu bättre. Hydrokolloiden närmast ytterkanten (den ljusare) är tunnare för att kunna följa hudvecken och har en extra bra fästförmåga.

SnapOn™ fästringen kommer med en krage vilket gör fästringen lyftbar och underlättar montering av påse. Man kan hålla emot med fingrarna, istället för att trycka på magen!

SnapOn™ Hudskyddsplattor passar till alla SnapOn™ påsarna, finns som både uppklippbara och förstansade och finns i två olika ringdiametrar, 45 mm och 57 mm.

Art.nr.	SnapOn™ Hudskyddsplatta Ringdiameter 45 mm	Art.nr.	SnapOn™ Hudskyddsplatta Ringdiameter 57 mm
220375	Uppklippbar 15-35 mm	220383	Uppklippbar 15-40 mm
220377	Hålstorlek 20 mm	220387	Hålstorlek 30 mm
220378	Hålstorlek 25 mm	220388	Hålstorlek 35 mm
220379	Hålstorlek 28 mm	220385	Hålstorlek 38 mm
220380	Hålstorlek 30 mm		
220381	Hålstorlek 32 mm		
220382	Hålstorlek 35 mm		

5 stycken i varje förpackning