


Spiss/overføringsspiss



- For blanding og avvenning av medikamenter, løsninger og toksiske stoffer
- Lukket system som eliminerer risikoen for søl ved forberedelse
- Forenkler forberedelse og aspirasjon av medikamenter
- Luftfilter 3 µm på artikler med lufting
- Overføringsspiss for alle typer infusjons/tilsetningsflasker

Art. nr.	Beskrivelse		Avd/Trp fp
60SRL80702A	Spiss, lufting og nålefri kobling	PVC-fri	30*/450
60SRL40702AP	Spiss 3 cm slange, 3,2 x 4,3 mm (ID x YD), lufting med nålefri kobling	DEHP-fri PVC	30*/450
60SRL40702AV	Spiss 3 cm slange, 3,2 x 4,3 mm (ID x YD), lufting med nålefri kobling og tilbakeslagsventil	DEHP-fri PVC	30*/450
60MP04000380	Overføringsspiss	PVC-fri	30*/450
60SRL40003P	Overføringsspiss, 80 cm slange 2,9 x 4,1 mm (ID x YD) og rulleklemme	DEHP-fri PVC	10*/100
60SRL40002P	Overføringsspiss, 170 cm slange 4,8 x 6,8 mm (ID x YD)	DEHP-fri PVC	50*/50

Materiale: Spiss/overføringsspiss: ABS Beskyttende hette: PE Luftfilter: PP Kobling: ABS	Nålefri kobling: PC/silikon Slange: DEHP-fri PVC Tilbakeslagsventil: SAN/silikon Rulleklemme: ABS/PS	Sterilisering: EO Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack * = minsteantall ved bestilling
--	---	---