

Sugejektor GOLIAT

Art. nr. QMTC7SU3131220

Sugejektor GOLIAT används bland annat inom ambulans, akutvård, vårdrum och operation tillsammans med en sugflaska för att suga upp olika vätskor.

Sugejektor GOLIAT är speciellt framtagen för att ge användaren en tyst och effektiv sugenhet. GOLIAT är tillverkad i aluminium och drivs av en högeffektiv rörejektor.

Ejektorsugen drivs av andningsoxygen eller andningsluft, har avstängningsventil på inloppet, reglerventil för enkel reglering av sugeffekten och en tydlig manometer för avläsning av undertryck. Sugejektor GOLIAT är normalt underhållsfri.

Utrustningens utsida rengörs med desinfektionsmedel.



Sugejektor GOLIAT

Teknisk information

	Normal inställning	Max. inställning
Sugeffekt	-0,5 bar	-0,9 bar
Kapacitet	17 l/min	33 l/min
Max drivgasförbrukning	16 l/min	25 l/min
Ljudnivå	< 40 dB(A)	< 42 dB(A)

Max arbetstryck 10 bar

Beställningsinformation

Art. nr. QMTC7SU3131220				(QMTC7SU3XXXX20 (X ersatt med 1312))			
X	Modell	X	Gassort	X	Upphängning	X	Snabbkoppling
1	Standard	1	O ₂	1	Slitsfäste	1	Rak hane
2	Begränsad	3	AIR	2	Fast klove	2	Vinklad hane
				3	Direkt i uttag		

Sugejektor GOLIAT (vår standard modell):

QMTC7SU3131220, Sugejektor standard AIR med slitsfäste och vinklad snabbkopplingshane. Sugejektorn levereras med 2 m slang som standard.

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com