



Metall- och Plastsug typ Dental

- Engångssugar för dentala ingrepp och spolningar
- 1-styck förpackad i peel pack
- Metallsug: medicinskt rostfritt stål, kona av polypropylene (PP)
- Plastsug: PVC/PP

Artikelnr.	Beskrivning	Färg	Avd./Trpt. fp
6092650712	Metallsug 0,7 x 12 mm, osteril	svart	500/15000
6092650712S	Metallsug 0,7 x 12 mm, steril (EO)	svart	25/1000
6066102031	Plastsug 2,0 x 31 mm, steril (EO)	ljusgrön	100/1000

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning