

Forlængerslanger

- Forskellige længder mellem 30 - 300 cm
- Flowstop med hydrofobisk filter, der gør priming lettere og reducerer risikoen for lækage og kontaminering
- PVC fri eller DEHP fri, PVC
- Slange 2,9 x 4,1 mm eller 1 x 2 mm (ID x YD)
- Med lav indvendig volumen
- Findes med nålefri tilslutning og/eller tilbageløbsventil/anti-siphon ventil
- Roterende luer-lock
- Findes også med UV-beskyttelse, mellem 200-600 nm
- MR kompatibel

Forlængerslange til infusion 2,9 x 4,1 mm (ID x YD)

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL80162P	30 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80161P	50 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80170P	75 cm	PVC-fri	10/100*
60MR04106310	100 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80166P	120 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80164P	150 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80167P	200 cm	PVC-fri	10/100*



Forlængerslange til sprøjtepumpe 1 x 2 mm (ID x YD)

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL04100103	30 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL80070P	75 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL04100115	150 cm	PVC-fri	10/100*
60MP1501	150 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL04100120	200 cm	PVC-fri	10/100*
60MP2001	200 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL04100130	300 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL04100115P	150 cm, UV-beskyttelse	PVC-fri	10/100*
60SRL04100120P	200 cm, UV-beskyttelse	PVC-fri	10/100*
60SRL04100215	150 cm, tilbageløbsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100220	200 cm, tilbageløbsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100230	300 cm, tilbageløbsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100315	150 cm, anti-siphon ventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100320	200 cm, anti-siphon ventil	PVC-fri	10/100*
60SRL04100330	300 cm, anti-siphon ventil	PVC-fri	10/100*
60SRL80150P	150 cm, nålefri tilslutning	PVC-fri	10/100*
60SRL80200P	200 cm, nålefri tilslutning	PVC-fri	10/100*
60SRL80150PP	150 cm, tilbageløbsventil, nålefri tilslutning	PVC-fri	10/100*
60SRL80200PP	200 cm, tilbageløbsventil, nålefri tilslutning	PVC-fri	10/100*

Materiale:
Slange: TPE/ PUR/ PVC DEHP-fri
Luer-løck: ABS
Priming-hætte/Flowstop: ABS/PE
Trykklemme: PP

Beskyttelseshætte: PP
Tilbageløbsventil: SAN/MABS/Silikone
Anti-siphon ventil: PC/Silikone
Nålefri tilslutning: PC/Silikone

Sterilisering: EO
Engangsbrug, steril 1 stk. i peel-pack * =
minimum bestilling