


Slanganslutningar - engångsbruk

- För andningssystem
- Kopplingsstycken mellan andningssystem och patient för engångsbruk
- Dubbelledande kopplingsstycken med port för sugkateter och monitorering, "sealaround" port.
- Expanderbara är ställbar i olika positioner och variabel längd
- Sterila

Kopplingsstycke


Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014232	Ledat med 3 mm sugport och bronkoskopiport. 22 YD / 15 ID:15 YD, 8,5 mm mätport	50/100	

Material: Konnektor: PP - O-ring: Silikon - Propp: TC


Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014227	Fast vinkelkoppling utan mätport 22 YD / 15 ID, 15 YD	50/100	

Material: Koppling: PP


Flex tub

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014234	Rak, 18 cm, 15 YD; 15 ID/22YD Deadspace 30 ml	50/100	

Material: Slang: PE+EVA - Konnektorer: PCL/K-Resin

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014235	Expanderbar, rak, 13-18 cm, 22 YD/15 ID; 22 ID Deadspace 48 ml	100/100	


Material: Slang: PE - Konnektor: K-Resin

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014236	Expanderbar, 13-18 cm, med ledat kopplingsstycke med sugport, 22 YD/15 ID; 15YD Deadspace 53 ml	50/100	

Material: Slang: PP+EVA - Konnektorer: PP/PCL - Propp: TC - O-ring: Silikon


Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014237	Expanderbar, 13-18 cm, med ledat kopplingsstycke med sugport, 22 YD/15 ID; 22 ID Deadspace 49 ml	50/100	

Material: Slang: PP - Konnektorer: PP/PE - Propp: TC - O-ring: Silikon

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014238	Rak, 18 cm, med ledat kopplingsstycke med sugport, 22 YD/15 ID; 22 ID Deadspace 56 ml	50/100	

Material: Slang: PP+EVA - Konnektorer: PP/PE - Propp: TC - O-ring: Silikon

Avd.förp = min.kvant/best

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014239	Rak, 18 cm, med ledad koppling 22 YD/15 ID; 15 YD Deadspace 31 ml	50/100	

Material: Slang: PP+EVA - Konnektorer: PP/PCL - Propp: TC - O-ring: Silikon