

MiniONE® Capsule Non-Balloon

En gastrostomiport utan ballong



Kombinerar egenskaperna hos Mini ONE® Balloon Button med styrkan och varaktigheten hos en icke- ballong produkt.

Mini ONE® Capsule Non-Balloon Button underlättar isättandet och gör processen mindre traumatisk tack vare det inkapslade bolstret.

Den levereras förspänd och redo att direkt sättas i stomat.

Vid isättandet av Mini ONE® Capsule Non-Balloon är den yttre diametern jämförbar med en vanlig Mini-One Balloon Button.

Väl på plats i stomat är det bara att dra i snöret för att frigöra det inkapslade bolstret. Den lilla kapseln löses därefter upp och tas om hand av matsmältningen.



Capsule Non-Balloon

cm	14FR	18 FR	20 FR	24 FR
1.0	M1-2-1410-I			
1.2	M1-2-1412-I	M1-2-1812-I		
1.5	M1-2-1415-I	M1-2-1815-I		
1.7	M1-2-1417-I	M1-2-1817-I	M1-2-2017-I	M1-2-2417-I
2.0	M1-2-1420-I	M1-2-1820-I		
2.4		M1-2-1824-I	M1-2-2024-I	M1-2-2424-I
2.5	M1-2-1425-I			
3.0	M1-2-1430-I	M1-2-1830-I		
3.4		M1-2-1834-I	M1-2-2034-I	M1-2-2434-I
4.4		M1-2-1844-I	M1-2-2044-I	M1-2-2444-I

Matslangar

Art.nr.	Beskrivning
8-0211-I	Rak koppling med enkel port ENFit hane (5 cm)
8-1211-I	Rak koppling med enkel port ENFit hane (30 cm)
8-2411-I	Rak koppling med enkel port ENFit hane (60 cm)
8-0212-I	Rak koppling med Y-port ENFit hane (5 cm)
8-1212-I	Rak koppling med Y-port ENFit hane (30 cm)
8-1221-I	Vinklad koppling med enkel port ENFit hane (30 cm)
8-2421-I	Vinklad koppling med enkel port ENFit hane (60 cm)
8-0222-I	Vinklad koppling med Y-port ENFit hane (5 cm)
8-1255-I	Vinklad koppling med Y-port ENFit hane (30 cm)
8-2455-I	Vinklad koppling med Y-port ENFit hane (60 cm)