

BamBa™

Prematur och Neonatal



BamBa™ Prematur och **BamBa™ Neonatal** är tömbara stomipåsar för små barn. Perinatalpåsen har ett inbyggt filter och är för barn upp till ca. 900 g. Neonatalpåsen är för barn upp till ca. 1500 g.

Hudskyddsplattan är en mjuk hydrokolloid, uppklippningsbar för optimal passform. Baksidan av påsarna, där hudskyddsplattan sitter, är täckt av ett mjukt non-woven skikt för en följsam känsla mot barnets hud och framsidan är genomskinlig.

Art.nr.	BamBa™ Prematur volym 25 ml	Art.nr.	BamBa™ Neonatal volym 40 ml
201786	Hålstorlek 3 mm, uppklippbar	201785	Hålstorlek 3 mm, uppklippbar

20 stycken i varje förpackning
Mjuka påslås medföljer