

# Kanylburkar

– säker hantering av vasst avfall

Sharpsafe<sup>®</sup>



# Sharpsafe sortiment

– ett komplett system för säker hantering av vasst avfall

0,2, 0,3 samt 0,45 liter kan fås med 3 olika typer av öppningar



Kanylburk	0,2 liter	0,3 liter	0,45 liter	0,6 liter	1 liter	2 liter	3 liter	4 liter
Artikelnr	DK4173	DK4175	DK4170	DK4150	DK4160	DK4140	DK4145	DK4100



Sharpsafe kanylburk kan fås med orange och lila lock om man önskar att sortera sitt avfall. (Minimum beställning vid alternativfärger är 100 st av samma artikelnummer).

## Beslag, stativ & upphängning

<b>Beslag till vagn</b>	<b>Beslag till bord / fäste</b>	<b>Beslag til vägg</b>	<b>Monteringsbeslag</b>	<b>Små stativ</b>	<b>Stora stativ</b>
DK4800	DK4801	DK4802	DK4803	DK4151	DK4253
1, 2, 3, 4, & 7 l	1, 2, 3, 4, & 7 l	1, 2, 3, 4, & 7 l	1, 2, 3, 4 & 7 l	0,3 l	1,0 l
				0,45 l	DK4205
				0,6 l	DK4252
				–	DK4207
				–	2,0 & 3,0 l
				–	4,0 & 7,0 l
				–	9,0 & 13,0 l
<b>ny</b>	<b>Hållare utan upphängning</b>			<b>ny</b> <b>Hållare med upphängning (passar till runda och fyrkantiga ben)</b>	
DK01V	DK23V	DK47V	DK01B	DK23B	DK47B
1 l	2 & 3 l	4 & 7 l	1 l	2 & 3 l	4 & 7 l
<b>ny</b>	<b>Hållare med upphängning till standardfäste</b>			<b>Krok</b>	<b>Båge</b>
DK01K	DK23K	DK47K	DK4260	DK4262	DK4275
1 l	2 & 3 l	4 & 7 l	1 l	1 l	7,5 l
<b>ny</b> <b>Hållare med upphängning till G. L. fäste (specialbeställning)</b>			DK4290	DK4242	DK4215
DK01GL	DK23GL	DK47GL	2, 3, 4, 7 & 7,5 l	2 & 3 l	9, 13 & 25 l XL
1 l	2 & 3 l	4 & 7 l	DK4200	4 & 7 l	DK4220
			24 & 30 l		



9 l

13 l

24 l 30 l

7,5 l 25 l XL Clinisafe 8 l Clinisafe 11 l  
(Till kliniskt riskavfall)

7 liter	9 liter	13 liter	24 liter	30 liter	7,5 liter	25 liter XL	Clinisafe 8 liter	Clinisafe 11 liter
DK4110A	DK4117	DK4115A	DK4120A	DK4180	DK4190	DK4195	DK4191	DK4192

**Nytt i Sharpsafe sortimentet**  
Kanylburk 25 liter XL är anpassad för laparoskopiska instrument på operationssalen. För att förhindra läckage så är locket tätt och självhäftande vid slutlig stängning.

**Två typer av vagn passar:**  
DK4202 (hög)  
DK4471 (låg)

**Bricka • DK4300**  
Bricka passar till 1, 2 och 3 liters kanylburk. Kanylburken kan tas med hem till patientens säng ihop med brickan.

**Pedestal vagn • DK4480**  
Passar till 9, 13, 24 och 30 liter, samt Clinisafe 8 och 11 liter kanylburk.

**Sharpsafe vagn • DK4400**  
Passar till 9, 13, 24 och 30 liter, samt Clinisafe 8 och 11 liter kanylburk. Levereras med bottenbricka.

Båda modellerna tillåter många kombinationsmöjligheter med behållare och bricka.



# Designad för att skydda dig och dina patienter

## Fördelarna med Sharpsafe

### 1 Sortiment och miljö

Sharpsafe erbjuder ett brett sortiment, som tillgodoser alla behov - oavsett om det är en liten kanylburk med handtag eller en stor rymlig kanylburk som skall rymma större saker exempelvis drop-påsar.

Alla burkar är tillverkade av miljövänligt polypropylen (PP), som vid förbränning bildar endast koldioxid och vatten.

### 2 Enkel montering av locket

Tryck till på varje hörn av locket. Ett hörbart klick bekräftar att locket monterats korrekt på behållaren. Säkert och enkelt!

### 3 Transparent lock och svart fyllnadslinje

Transparent lock och svart fyllnadslinje. Den tryckta fyllnadslinjen på behållaren i kombination med det transparenta locket och den generösa "frihöjden" gör att Sharpsafe är ett av marknadens säkraste system för förvaring och kassering av vasst avfall.

### 4 Tydlig sorteringsanvisning

Typ av avfall är svetsad på behållaren, därigenom är det smidigt och säkert att sortera vasst och smittofarligt avfall.

### 5 Olika typer av kanylavdragare och säkerhetslock

Många olika typer av kanylavdragare ger möjlighet till säker borttagning av alla olika typer av kanyler.

Säkerhetsskyddet (2, 3, 4 & 7 liter) i locket är anpassat att lägga kanyler, sprutor etc på, så att dessa smidigt faller ned i behållaren. Om behållaren skulle välta, så förhindrar säkerhetsskyddet att kanylburkens innehåll ramlar ut.

### 6 Tillfällig stängning

Locket kan stängas tillfälligt och öppnas igen. Detta ger ökad brukar och patientsäkerhet när behållaren inte används.

### 7 Stapelbar

Alla Sharpsafe kanylburkar är stapelbara.



Burkar och lock levereras separat för att ge optimalt lager och transport utrymme.

### 8 Montering av Sharpsafe

För att säkerställa en säker miljö för både patient och personal så finns det ett brett urval av beslag, hållare och vagnar.

### 9 Säkerhet

Sharpsafe sortimentet är designat för att skydda personal och patienter. Flera av produkterna är designade för hemmiljö hos patienten, så att man säkert kan kassera brukade kanyler direkt - och därmed eliminera risken för efterföljande stickskador.



## Mediplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

Växel: 040 671 23 00

Kundservice: 020 78 80 35

Fax: 040 671 23 10

[www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

**MEDI PLAST**