


Infuusiosuodatin



- Sopii paklitakseli- ja/tai Remicade-infuusioihin
- 0,2 µm tehokas suodatin bakteereita, sieniä, mikro-organismeja ja hiukkasia vastaan
- Varmistaa suuren virtauksen
- 10 cm² tehokas suodatinalue
- Täyttövolyymi 2,8 ml**

Tuotenro	Kuvaus		Os/Kulj.pakk
60MR04100168	Infuusiosuodatin 20 cm letkulla	PVC-vapaa	10/100*
60MR04100169	Infuusiosuodatin 20 cm letkulla, takaiskuventtiili	PVC-vapaa	10/100*
60MR60500168	Infuusioletku suodattimella, 180 cm, ilman ilmausläppää	PVC-vapaa	10/50*



Materiaali: Letku: TPE Tippakammio: SB Rullasulkija: ABS/PS Pistinkärki: ABS	Nestesuodatin: PA Suodatin: akryyli/PTFE/PES Täyttötulppa/virtauksenpysäytin: ABS/PE Takaiskuventtiili: MABS/silikoni Suojatulppa: PP	Sterilointi: EO Infuusioletku 20 drp aqua dest = 1 ml Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu repäisyypakkaukseen * = pienin tilausmäärä **volyyymi ei koske infuusioletkua
--	---	---