



Nebulisatorer

- Nebuliseringssett med aerosolmaske/munnstykke for barn og voksne
- Nebulisatoren/legemiddelkoppen rommer 6 ml og har markering for 1–6 ml
- Nebulisatoren er effektiv i hele området fra vannrett til loddrett posisjon (opptil 90°)
- Residualvolum 0,1-0,2 ml. Anbefalt strømningshastighet er 6–8 l/min
- Kneksikker, stjerneformet oksygenlange på 2,0 eller 2,1 m
- Oppfyller standarden: EN 5356-1:2015. EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Engangsbruk
- Ikke-steril

Nebulisator med aerosolmaske


Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	PVC-fri
6014155	Barn, inklusiv slange 2,1 m	50/50	
6014154	Voksen, inklusiv slange 2,1 m	50/50	

Materiale: Maske/slange: PVC-fri – Fleksibel slange: PE – Nebulisator: PS/PP – T-stykke: PP
 Gummibånd (lateksfritt): PE – Neselemme: aluminium
 Partikkelstørrelse (MMD) 2,1 µm ved 6 l/min

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014148	Barn, inklusiv slange 2 m	50/50	
6014149	Voksen, inklusiv slange 2 m	50/50	


Materiale: Maske/slange: PVC med mykgjørende DINP – Fleksibel slange: PE – Nebulisator: PS/PP
 T-stykke: PP – Gummibånd (lateksfritt): PE – Neselemme: aluminium
 Partikkelstørrelse (MMD) 2,1 µm ved 6 l/min

Nebuliseringssett

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	PVC-fri
6014156	Voksen og barn, med munnstykke og reservoarslange 15 cm, inklusiv oksygenlange. 2,1 m	50/50	


Materiale: Maske/slange: PVC-fri – Fleksibel slange: PE – Nebulisator: PS/PP – T-stykke: PP
 Gummibånd (lateksfritt): PE – Neselemme: aluminium
 Partikkelstørrelse (MMD) 2,1 µm ved 6 l/min

Avd.pkn. = min.kvant/best


Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014150	Voksen og barn, med munnstykke og reservoarslange 15 cm, inklusiv oksygenslange. 2 m	50/50	

Materiale: Maske/slange: PVC med mykgjørende DINP – Fleksibel slange: PE – Nebulisator: PS/PP
T-stykke: PP – Gummibånd (lateksfritt): PE – Neselemme: aluminium
Partikkelstørrelse (MMD) 2,1 µm ved 6 l/min

Nebulisering/tilbehør

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014230	T-kobling, passer til slange 22 mm YD	50/200	

Materiale: T-stykke: PP

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014151	Nebulisator/medisinkopp	50/50	

Materiale: Nebulisator: PS/PP