

Blandesett

- Et lukket system for forberedelse og administrering av toksiske medikamenter
- Enkelt å bruke
- PVC-fritt eller PVC DEHP-fritt materiale
- Gjør det tryggere å håndtere medikamenter og bidrar til å minimere søl og eksponering
- Væskefilter på 15 µm og spiss med luftfilter på 0,2 µm
- Rulleklemme for maksimal presisjon som sikrer konsekvent og sikker infusjonshastighet
- Spiss uten silikon som sikrer god tilkobling til infusjonsposen/flasken
- Flowstop med hydrofobt filter som forenkler fyllingen og reduserer risikoen for lekkasje og kontaminering
- Selvutløsende, roterende luer-lock
- En lukket luer-adapter, hann, som sikrer trygg forberedelse, administrering og frakobling
- Tilgjengelig med nålefri kobling, treveis stoppekran og/eller med mer enn én spiss
- MR-kompatibel



| Art. nr. | Beskrivelse | | Avd/Trp fp |
|-----------------|--|--------------|------------|
| 60MR03508057 | Blandesett 180 cm | PVC-fri | 10/100* |
| 60MR03508357T | Blandesett 180 cm | DEHP-fri PVC | 10/100* |
| 60MR03508057L | Blandesett 180 cm | PVC-fri | 10/100* |
| 60SRL03508057N | Blandesett 180 cm, spisslange med nålefri kobling | PVC-fri | 100/100* |
| 60SRL03508057CN | Blandesett 180 cm, spisslange med nålefri kobling, lukket luer-adapter, hann, og påfyllingshette | PVC-fri | 100/100* |
| 60SRL03508057C | Blandesett 180 cm, nålefri kobling | PVC-fri | 100/100* |
| 60SRL03508057CL | Blandesett 180 cm, nålefri kobling, lukket luer-adapter, hann, og påfyllingshette | PVC-fri | 100/100* |
| 60SRL03508057L | Blandesett 180 cm, lukket luer-adapter, hann, og påfyllingshette | PVC-fri | 10/100* |

| Art. nr. | Beskrivelse | | Avd/Trp fp |
|----------------|---|---------|------------|
| 60SRL03508067P | Blandesett 180 cm, treveis stoppekran med nålefri kobling + 15 cm forlengelse | PVC-fri | 10/100* |
| 60MR03508058 | Blandesett 180 cm, to spisser | PVC-fri | 10/50* |
| 60SRL03508058 | Blandesett 180 cm, lukket luer-adapter, hann, og påfyllingshette, to spisser | PVC-fri | 10/100* |
| 60SRL03508052 | Blandesett 180 cm, to spisser | PVC-fri | 10/100* |
| 60SRL03508252 | Blandesett 180 cm, nålefri kobling + 12 cm forlengelse, , to spisser | PVC-fri | 10/100* |
| 60SRL03508152 | Blandesett 180 cm, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse, to spisser | PVC-fri | 10/100* |
| 60SRL03508053 | Blandesett 180 cm, tre spisser | PVC-fri | 50/50* |
| 60SRL03508253 | Blandesett 180 cm, nålefri kobling + 12 cm forlengelse, tre spisser | PVC-fri | 50/50* |
| 60SRL03508153 | Blandesett 180 cm, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse, tre spisser | PVC-fri | 50/50* |
| 60SRL03508054 | Blandesett 180 cm, fire spisser | PVC-fri | 50/50* |
| 60SRL03508254 | Blandesett 180 cm, nålefri kobling + 12 cm forlengelse, fire spisser | PVC-fri | 50/50* |
| 60SRL03508154 | Blandesett 180 cm, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse, fire spisser | PVC-fri | 50/50* |
| 60SRL03508055 | Blandesett 180 cm, fem spisser | PVC-fri | 50/50* |
| 60SRL03508255 | Blandesett 180 cm, nålefri kobling + 12 cm forlengelse, fem spisser | PVC-fri | 50/50* |
| 60SRL03508155 | Blandesett 180 cm, treveis stoppekran + 15 cm forlengelse, fem spisser | PVC-fri | 50/50* |
| 60MR03508257 | Blandesett 320 cm | PVC-fri | 10/100* |

| | | |
|---|---|--|
| Materiale: Slange: PVC DEHP-FRI/TPE Dråpekammer: SB/PVC DEHP-FRI Spiss: ABS Luftfilter: PP/PS/SB/HDPE/silikon Væskefilter: PA Rulleklemme: ABS/PS Klype: PP | Påfyllingshette/Flowstop: ABS/PE Treveis stoppekran: PC/HDPE Lukket luer-adapter, hann: PSU/PE Hydrofob hette: PP/akryl Kobling: ABS Nålefri kobling: PC/silikon Luer-lock: ABS | Sterilisering: EO Blandesett. 20 drp aqua dest = 1 ml Engangsbruk, steril, 1 stk. i peel-pack * = minsteantall ved bestilling |
|---|---|--|