



LEIKKAUSTASON HIHNAT

KERTAKÄYTTÖISET TUOTTEET POTILAAN ASENNON TURVAAMISEEN
ANESTESIAN AIKANA



VOI VÄHENTÄÄ INFEKTIORISKIÄ

Kertakäyttöisiä, potilaskohtaisia hihnoja yhdellä potilaalla käytettäessä infektioriskit, kuten MRSA-infektiot, voivat vähentyä verrattuna uudelleenkäytettäviin hihnoihin.



KERTAKÄYTTÖINEN TUO TURVALLISUUTTA

Tarranauhaominaisuus on turvallinen yhden kerran käytössä niin, että potilaan asento voidaan turvata koko leikkauksen ajaksi.



ALLERGIAYSTÄVÄLLINEN

Hihnat ovat 100% lateksittomia.



PEHMEÄ MATERIAALI

Korkealaatuiset pehmeät hihnat, joissa ei ole metalliosia, voivat vähentää naarmujen ja muiden vaurioiden riskiä.

TUOTELUETTELO

KUVA	NIMI	KOODI	KOKO	PAKKAUS	KUVAUS	KÄYTTÖ
	JALKAHIIHNA	1121	10X120CM	200 kpl	SMALL	Jalkahiihnoja käytetään potilaan asennon turvaamiseen leikkauksen ja anestesian aikana. Hiihnoja on eri pituisia eri kokoisille ihmisille.
		1140	10X150CM	150 kpl	MEDIUM	
		601100	10X220CM	150 kpl	LARGE	
		1150	10X260CM	100 kpl	X-LARGE	
		1101	10X300CM	100 kpl	XX-LARGE	
	JALKAHIIHNA, KOKONAAN TARRANAUHAA	601102	10X220CM	100 kpl	YKSI KOKO	Jalkahiihnoja, joissa on tarranauha koko pituudella, käytetään potilaan asennon turvaamiseen leikkauksen ja anestesian aikana.
	VYÖTÄRÖHIHNA	601130	20X220CM	50 kpl	YKSI KOKO	Vyötäröhihnaa käytetään potilaan keskikehon tukemiseen leikkauksen ja anestesian aikana.
		1131	25X220CM	50 kpl	YKSI KOKO	
	REISIHIHNAT	1440	30X160CM	25 paria	YKSI KOKO	Reisihihnoja käytetään potilaan alaraajojen tukemiseen leikkauksen, esimerkiksi laparoskopian aikana käytettäessä leikkaustasoa, jossa erilliset jalkatelineet.
	VARTALOHIIHNA	1442	25x200CM	25 kpl	YKSI KOKO	Käytetään potilaan käsivarsien turvalliseen tukemiseen korva-, nenä- ja kurkkuleikkausten aikana, kun käsivarret asetetaan potilaan sivulle.
	GU-/ KÄSIVARSIHIHNA	1112	5X60CM	200 paria	X-SMALL	Käytetään potilaan käsivarsien turvalliseen tukemiseen käsitelineelle leikkauksen ja anestesian aikana. Hiihnaa voidaan käyttää myös alaraajoissa, kun potilas asetetaan leikkaustasolle, missä erilliset jalkatelineet.
		1111	5X70CM	200 paria	SMALL	
		601110	5X85CM	200 paria	MEDIUM	
		1120	5X120CM	200 paria	LARGE	