



danumed® GastroTube



**Optimaalisesti
Suunniteltu Tuote**

Ballongillinen gastrostomialetku pitkäaikaiseen enteraaliseen ravitsemukseen

Erinomaista potilasmukavuutta ja helppokäyttöisyyttä:

- **Innovatiivinen pyörivä ENSwivel®** yhdistäjä helpottaa ENFit® liitäntöjen yhdistämistä ja irrottamista ilman letkujen kiertämistä. Turvallinen, tiivis yhdistäminen vain "kahden sormen käännöllä". Yksinkertainen, nopea ja mukava.
- **90° danuPlate** – pehmeä ulkoinen kiinnityslevy, jossa on 90° kulmaus turvallista ja huomaamatonta kiinnitystä varten.
- **danuClip** – sulkija, estää ravinnon/vatsan sisällön takaisinvirtauksen*.

* Saatavana tilauksesta, tuotenro takasivulla.



ENSwivel



90° danuPlate



danuClip*

MUKAVUUS

- Erittäin mukava potilaalle pehmeän ja joustavan silikonin ansiosta.
- 90° danuPlate - rakenteellinen muotoilu mahdollistaa ilmakierron avannealueella
- danuClip – käytännöllinen, yksinkertainen ja nopea käyttää*.
- Laaja kokovalikoima CH 12-24 yksilöllistä ja täydellistä istuvuutta varten
- Ballongin täyttöventtiili Luer-liittimellä, jossa värikoodaus Fr-koon mukaan
- Pituusmerkintä (cm) painettu letkuun
- Ballongin täyttötilavuus merkitty letkuun
- Kätevät lisävarusteet jokaisessa yksittäispakkauksessa: danumed® Ballongin täyttöruisku, 10ml sekä geeli



TURVALLISUUS

- Korkealaatuisesta lääkinällisestä silikonista valmistettu gastrostomialetku
- Lateksiton, PVC-, DEHP- ja BPA-vapaa
- Litteä, pyöristetty kärki vähentää traumariskiä.
- Ballongin korkea stabiilius varmistaa pitkän käyttöiän, turvallisen kiinnityksen ja vuodon välttämisen
- ENFit®-yhdistäjät EN ISO 80369-3 mukaisesti vähentämään tahattomia letkujen virheliitäntöjä muihin järjestelmiin
- Saatavana ENFit®- ja Y-ENFit®-liittimillä
- Röntgenpositiivinen linja

GastroTube on helppo käsitellä ja kiinnittää turvallisesti ja huomaamattomasti 90° danuPlate-levyllä:



danumed® GastroTube, ENFit® ja Y-ENFit®

Toimitetaan pakkauksessa, joka sisältää geelin ja 10 ml danumed®-ruiskun ballongin täyttöön.



REF	Tuotekuvaus	Koko Fr	Kpl/ myyntiyksikkö	Latek- siton	PVC- vapaa	DEHP- vapaa	Bisphenol- A-vapaa
DA 1044 0112	danumed® GastroTube, ENFit®, ENSwivel®	12	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0114	danumed® GastroTube, ENFit®, ENSwivel®	14	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0116	danumed® GastroTube, ENFit®, ENSwivel®	16	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0118	danumed® GastroTube, ENFit®, ENSwivel®	18	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0120	danumed® GastroTube, ENFit®, ENSwivel®	20	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0122	danumed® GastroTube, ENFit®, ENSwivel®	22	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0124	danumed® GastroTube, ENFit®, ENSwivel®	24	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0212	danumed® GastroTube, Y-ENFit®, ENSwivel®	12	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0214	danumed® GastroTube, Y-ENFit®, ENSwivel®	14	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0216	danumed® GastroTube, Y-ENFit®, ENSwivel®	16	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0218	danumed® GastroTube, Y-ENFit®, ENSwivel®	18	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0220	danumed® GastroTube, Y-ENFit®, ENSwivel®	20	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0222	danumed® GastroTube, Y-ENFit®, ENSwivel®	22	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0224	danumed® GastroTube, Y-ENFit®, ENSwivel®	24	1 kpl	●	●	●	●
DA 1044 0700	danuClip Sulkija	--	15 kpl	●	●	●	●

danumed® GastroTube on steriilisti yksittäin pakattu. Steriilisti yksittäin pakattu danumed® GastroTube toimitetaan geelin ja ballongin täyttöön tarkoitetun steriilin 10 ml:n danumed®-ruiskun kanssa. 10 ltk/kuji.pakk.

danumed® GastroTube lisätarvikkeet:



danumed®
Enteraalinen ruisku



danumed® Gravity Spike,
Gravity Universal ja
Gravity Feedbag
Gravity Feeding- setit

danumed Medizintechnik GmbH – Yksilölliset ratkaisut ovat standardimme.

danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Saksa
Puhelin + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81
info@danumed.com • www.danumed.com

Jälleenmyyjä:
MEDI PLAST
Medioplast Fenno Oy
PL 153, 01531 Vantaa
Puh: 09 276 360
asiakaspalvelu@mediplast.com
www.mediplast.com

