



Plastsug

- Plastsug med mykt avrundet spiss
- Kon tilkobling for direkte montering til Mediplast Oto-set med sugekontroll
- Finnes i enkel- og dobbelbøyd versjon
- Engangs, sterilt enkeltpakket i peel pack eller "Big-pack" BP (2 x 40)
- Sterilisering: EO
- Material: PVC/PP

Artikkelnr	mm	farge	Avd./Trpt. fp	/peel-pack
Dobbelbøyd				
6066101627	2,0 x 160	grønn	40/600	1
6066101635	3,0 x 160	blå	40/600	1
6066101643	4,0 x 160	hvit	40/600	1
Enkelbøyd				
6066100627	2,0 x 160	grønn	40/600	1
6066100635	3,0 x 160	blå	40/600	1
6066100635BP	3,0 x 160	blå	80/1200	40
6066100643	4,0 x 160	hvit	40/600	1
6066100643BP	4,0 x 160	hvit	80/1200	40
Korte enkelbøyd				
6066101023	2,0 x 100	grønn	40/600	1
6066101023BP	2,0 x 100	grønn	80/1200	40

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com

